



日本製

ご好評につき

pipetty® プレミアムキャンペーン

延長決定!

キャンペーン期間：2015年5月1日～9月30日まで

pipetty 本体

pipetty20uL、pipetty250uL、pipetty1000uL の全3機種をご用意しています。

型番	容量範囲	最小可変容量	価格	キャンペーン価格
MSIC01-01-20	1~20 μ L	0.1 μ L	¥74,800	¥55,000
MSIC01-01-250	10~250 μ L	0.1 μ L / 1 μ L※		
MSIC01-01-1000	50~1000 μ L	1 μ L		

※容量 10~19.9 μ L : 0.1 μ L 毎設定可 20 μ L~250 μ L : 1 μ L 毎設定可



純正チップと専用ホルダー

◎純正チップ

型番	容量範囲	入り数	価格	キャンペーン価格
MSIC03-01-20	1~20 μ L	1 ラック	¥14,880	¥9,500
MSIC03-01-250	10~250 μ L	96 本入り	¥14,880	¥9,500
MSIC03-01-1000	50~1000 μ L	10 ラック	¥16,800	¥11,500

◎専用ホルダー


型番	価格	キャンペーン価格
MSIC02-01	¥4,500	¥3,500



デモ機もご用意しております。
お気軽にお尋ねください。

pipetty はハンドウォーミング対策済!

手の熱がピペットに及ぼす影響について



※Not Controlled…温度制御無 Controlled…温度制御有
引用：日本機械学会 第27回計算力学講演会 (CMD2014) 講演

キャンペーンパッケージプラン

○キャンペーンパック A

pipetty 1本 + アイスラック IR-2




定価 74,800 円 + 9,800 円

製造元：トワラボ株式会社

○キャンペーンパック B

pipetty 1本 + DNA ラダーマーカー 2本



定価 74,800 円 + 9,960 円

製造元：株式会社バイオ・リジェネレーションズ

○DNA ラダーマーカー お得パック

DNA ラダーマーカー 5本～



定価 4,980 円 × 5
定価 4,980 円 × 10

製造元：株式会社バイオ・リジェネレーションズ

型番	パッケージ内容	キャンペーン価格
PT20R2	pipetty20 μ L + IR-2	¥84,600
PT250R2	pipetty250 μ L + IR-2	¥60,000
PT1000R2	pipetty1000 μ L + IR-2	

アイスラック IR-2 説明

- 氷上で使用するアルミ製ラック (防錆処理済)
- チューブが氷に直接触れないので、コンタミの心配なし
- 熱伝導率が高く、チューブとの隙間が無いため、サンプルを効率よく冷却
- 重心が低く安定性が高いため、実験台上に直置きでの分注作業にも最適

型番	パッケージ内容	キャンペーン価格
PT20LH2	DNA ラダーマーカー 100bp + 100bp	
PT20LHK	pipetty20 μ L + DNA ラダーマーカー 100bp + 1kbp	
PT20LK2	DNA ラダーマーカー 1kbp + 1kbp	
PT250LH2	DNA ラダーマーカー 100bp + 100bp	¥84,760
PT250LHK	pipetty250 μ L + DNA ラダーマーカー 100bp + 1kbp	¥60,000
PT250LK2	DNA ラダーマーカー 1kbp + 1kbp	
PT1000LH2	DNA ラダーマーカー 100bp + 100bp	
PT1000LHK	pipetty1000 μ L + DNA ラダーマーカー 100bp + 1kbp	
PT1000LK2	DNA ラダーマーカー 1kbp + 1kbp	

DNA ラダーマーカー説明


- 正確な分子サイズ (シーケンス確認済み)
- 正確な濃度
- そのままアプライし、すぐに電気泳動が可能 (BPB, Xylene Cyanol 入り)
- 常温保存可能 (1年間)
- 高いコストパフォーマンス (1本で100回分)

型番	パッケージ内容	キャンペーン価格
LH5	DNA ラダーマーカー 100bp × 5	¥22,000
LH10	DNA ラダーマーカー 100bp × 10	¥42,000
LK5	DNA ラダーマーカー 1Kb × 5	¥22,000
LK10	DNA ラダーマーカー 1Kb × 10	¥42,000


※100bp & 1Kb の組合せでも対応可能です。ご相談ください。

マイクロピペットの分注精度が Real Time-PCR の結果に及ぼす影響


◎重量法による分注精度の測定



◎分注精度が RealTime-PCR の結果に及ぼす影響



◎分注精度が RealTime-PCR の結果に及ぼす影響 2



*記載の価格は2015年5月現在の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

*製品の仕様、外観、記載内容および価格は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

*予告なくキャンペーンの内容を変更もしくは中止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。



〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目8番25号

TEL : 019-601-8228 FAX : 019-601-8227

URL : <http://www.icomes.co.jp> Mail : pipetty@icomes.co.jp

販売代理店